

## RAIOS X SPECTRO 70 X

- Disponível nas versões:  
Parede com Braço Pantográfico  
Coluna Móvel com braço simples
- Opções de voltagem 127V ou 220V
- Exposição centesimal com comando disparador com 21 intervalos de tempo a partir de 0,06s
- Produto pronto para os sistemas digitais
- Melhor mobilidade com base em U na versão coluna móvel - facilita a movimentação do equipamento e a aproximação à cadeira para a realização de exames



**DISPONÍVEL  
TAMBÉM  
NO MODELO  
DE PAREDE**



## RAIOS X SELETRONIC

- Controle digital ajustável ao biótipo do paciente
- Personalização manual do tempo de exposição
- Correção automática do tempo de exposição conforme oscilações da tensão elétrica da rede
- Dupla colimação
- Câmara de expansão
- Bivolt com regulador de voltagem (item opcional)
- Modelo coluna móvel e parede



**DISPONÍVEL TAMBÉM  
NO MODELO DE PAREDE**

