

# RAIOS X SELETRONIC

QUALIDADE SUPERIOR DE IMAGEM  
COM SISTEMA DE DUPLA COLIMAÇÃO  
E COMANDO INTELIGENTE.



## DISPOSITIVO DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPO

Ajuste fino do tempo de disparo, atuando em conjunto com o Regulador de Tensão, corrigindo automaticamente o tempo de exposição conforme as oscilações elétricas.

## CAIXA DE COMANDO INTELIGENTE

Oferece segurança de realizar os procedimentos através de ajustes automáticos gerados pelo próprio aparelho.

## REGULADOR DE TENSÃO DE SÉRIE

Estabilizador interno automático de tensão faz com que a emissão seja mantida no padrão de tensão (kVp).

## COLUNA COM PÉS EM U

Possibilita maior mobilidade.



## MODELO PAREDE

Com braço pantográfico superdimensionado de série: alcance de 2 metros, relação parede, posicionamento periapical.



## VEJA COMO É SIMPLES:

- 1) Selecione o tipo de radiografia desejada;
- 2) Indique se o paciente é adulto ou criança;
- 3) Escolha o tipo de filme (D - E - F ou Sensor Digital);
- 4) Automaticamente o aparelho calcula e sugere o tempo de exposição.

*Obs.: Os tempos sugeridos são pré-programados, mas o profissional pode reprogramá-los.*

Tensão Elétrica	127 ou 200 V
Potência	1,20 kVa
Potência / Cabeçote	70 kVP
Amperagem / Cabeçote	8mA
Cabo	3 Metros