

**MAIS CONFORTO PARA VOCÊ.
MAIS COMODIDADE PARA SEU TRABALHO.**

Soluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e baixa manutenção.

São três opções de equipo adaptados à necessidade de cada profissional nas versões com braço pneumático (Air), braço mecânico e Cart.

A linha D700 conta ainda com as opções de refletores com sistema de iluminação halógeno ou LED e sua base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Além disso o pedal de comandos tipo joystick (com três programações de trabalho com volta automática à posição zero) traz mais usabilidade no seu dia a dia.



D700 AIR

Facilita o trabalho do profissional, com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante a utilização.

D700

Braço fixo na coluna, permite ao profissional melhor adaptação e ergonomia.



D700 CART

Equipo acoplado a um pedestal montado sobre quatro rodízios, trazendo estabilidade para todo o conjunto.

PREMIUM



PROFESSIONAL



PROFESSIONAL II



STANDARD



STANDARD FIT



CORES PARA ESTOFAMENTOS



ANGRA



MARINHO



CELESTE



OURO



GRIS

CONSULTÓRIO D700 COMPOSTO POR:

CADEIRA: ANVISA - 10069210062
UNIDADE DE ÁGUA: ANVISA - 10069210063

EQUIPO: ANVISA - 10069210075
REFLETOR: ANVISA - 10069210069

FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT COLOR



- Display digital;
- Bateria inteligente;
- Potência: 1.200 mWcm²;
- 3 modos programáveis de aplicação;
- Condutor de luz de fibra óptica;
- Tempo de fotoativação: 5, 10, 15 e 20 segundos com display digital;
- Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos;
- Acompanha base de descanso;
- Protetor ocular giratório de fácil manuseio e posicionamento.

3 MODOS DE APLICAÇÃO

- Contínuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- Rampa: aumento gradual da intensidade da luz;
- Pulsado: acionamento pulsátil com ciclos de 1x1 segundo.

COMPRESSOR DE AR D700

- Protetor térmico contra sobreaquecimento e filtro de saída de ar;
- Motor isento de óleo;
- Baixo nível de ruído;
- Disponíveis nas versões 65L (atende até 2 consultórios) e 40L (atende 1 consultório).



AUTOCLAVE 12L E 21L

- Tempo de esterilização pré-programado;
- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com a porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- Comandos manuais simples e precisos;
- Abastecimento manual da câmara;
- Sistema de segurança automático;
- 3 bandejas internas (21L);
- 2 bandejas internas (12L).



LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 2L E 6L

- Visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura de água;
- Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem, com água aquecida;
- Iluminação LED interna da cuba;
- Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas, que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual;
- Aquecedores de cerâmica: garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;
- Válvula de drenagem: facilita o esvaziamento da água da lavadora (6 litros);
- Função de desgaifificação: relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.



SELADORA BIOPACK

- Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- Regulagem de temperatura – permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- Corpo em aço inox;
- Resistência isolada: inibe o risco de queima do papel;
- Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- Chave on/off com indicador luminoso;
- Chapa de apoio frontal desmontável: produto compacto e de fácil transporte;
- Espessura de selagem de 10mm.



BOMBA DE VÁCUO

- Biossegurança ampliada por meio do sistema de sucção de alta potência para até quatro consultórios, com vazão de 200 litros por minuto, contribuindo para o controle de infecção e melhora da visualização do campo operatório.
- Bivolt
- Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- Pode ser instalada em todos os tipos de consultórios.



DESTILADORA BIOAQUA

- Capacidade do reservatório de 4 litros;
- Cuba interna em aço inox;
- Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- Botão de acionamento com desligamento automático;
- Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- Compacta: formato cilíndrico e de fácil transporte.



A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO DO BRASIL




RAIOS X

Design moderno e prático nas versões coluna móvel e parede. Bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com teclado de membrana, visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde.

SENSOR DIGITAL D700

SIMPLES, RÁPIDO E SEM ONERAR INVESTIMENTOS NA REVELAÇÃO DOS FILMES.

- Sensor tamanho 1 (área ativa - 20 x 30 mm);
- Sensor com acabamento interno em silicone, bordas com cantos arredondados para maior conforto do paciente;
- Cabo com três metros de comprimento;
- Cabo de fácil reposição;
- Capture imagens de alta definição em tempo real. Com 25 pares de linhas (teórico) e avançados recursos de processamento de imagem, você tem à disposição imagens nítidas para o melhor diagnóstico;
- Cadastre seus pacientes, capture imagens instantaneamente, laude e organize as imagens em segundos;
- Amplo range de ferramentas para edição como: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, setas, círculos, seleção e corte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudo/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia;
- Salve e exporte no sistema DICOM;
- Fácil envio das imagens através de e-mail;
- Plug and Play: software de fácil instalação;
- Sensor tipo CMOS;
- Número de Pixels: 1000 x 1500;
- Nível de cinza: 12 bits.



REQUISITOS DO SISTEMA

Sistema Operacional: Windows 7 (versões - Pro 32-bit; Pro 64-bit; Home; Star). Windows 8 (versões Pro; 8.1 Pro). Windows 10 (versões Pro; 10 Home).
Processador: Intel i5 3.0GHz ou superior.
RAM: 2 Gb. **HD:** 500 Gb. **Entrada:** 01 porta USB 2.0 livre.

ULTRASSOM JET


- Bomba peristáltica;
- Chave seletora de potência (7 posições);
- Reservatório de líquido irrigante;
- Sistema de capas autoclaváveis aumenta a vida útil das peças de mão.
- Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.



ULTRASSOM

- Pequeno e portátil;
- 02 capas autoclaváveis;
- Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.

JET HAND



- Recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão;
- Ponta do jato de bicarbonato autoclavável;
- Tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta;
- Efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto.

ENDUS

LOCALIZADOR APICAL. PRECISÃO DESDE A RAIZ.

- Compacto, leve e de fácil uso;
- Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração;
- Mensurações altamente sensíveis com medidas a cada 0.1mm;
- Sem fios, com funcionamento através de pilhas AAA de 1.5V.



ENDUS DUO R

MICROMOTOR + LOCALIZADOR APICAL.

- 4 modos de programação, com movimentação recíprocante e rotatório convencional além da função localizador apical;
- Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;
- Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm;
- Variação de torque 0.3-4.0 N.cm.



COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE

