

## ENDUS

### LOCALIZADOR APICAL. PRECISÃO DESDE A RAIZ.

- Compacto, leve e de fácil uso;
- Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração;
- Mensurações altamente sensíveis com medidas a cada 0,1mm;
- Sem fios, com funcionamento através de pilhas AAA de 1.5V.




## ENDUS DUO R

### MICROMOTOR + LOCALIZADOR APICAL.

- 4 modos de programação, com movimentação recíproca e rotatório convencional além da função localizador apical;
- Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;
- Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm;
- Variação de torque 0.3-4.0 N.cm.



## COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE



## ULTRASSOM JET

- Bomba peristáltica;
- Chave seletora de potência (7 posições);
- Reservatório de líquido irrigante;
- Sistema de capas autoclaváveis aumenta a vida útil das peças de mão.
- Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.



- Pequeno e portátil;
- 02 capas autoclaváveis;
- Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.

## JET HAND

- Recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão;
- Ponta do jato de bicarbonato autoclavável;
- Tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta;
- Efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto.

