

CROMA T5


PRATICIDADE CONECTADA AO SEU RENDIMENTO.

CADEIRA
MASSAGEADORA
(ITEM OPCIONAL)

*Imagem ilustrativa

DABI ATLANTE
A inovação vem daqui.

DABIATLANTE.COM.BR



BAP - BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

Confeccionado em metal nobre, disponibiliza o funcionamento da ponta automaticamente ao ser retirada do suporte e acionado o pedal de comando progressivo.

CADEIRA CROMA T5

Cadeira odontológica eletromecânica com sistema fuso, circuito elétrico inteligente com posições para o início e final de trabalho, o que facilita a movimentação com ganho de tempo.



Linha de estofamento Viscoelástico: feito com espuma viscoelástica, desenvolvida pela NASA, que se molda aos contornos do corpo, proporcionando maior conforto aos pacientes e exercendo perfeita função ortopédica.



CONFORTO LOMBAR

Encosto com combinação de dimensões e conformidades anatômicas ideais à correta posição do paciente.

ÁREA DE PRIVACIDADE

O encosto amplo e confortável cria uma área de privacidade, que evita o contato involuntário entre profissional e paciente.



ÁREA DE APROXIMAÇÃO

O formato do encosto permite ao profissional acomodar melhor suas pernas, proporcionando assim um melhor acesso ao campo operatório.



MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO

Fácil higienização com mais praticidade.

SISTEMA FLUSH

É um processo otimizado de desinfecção interna de mangueiras do equipo entre um paciente e outro - (opcional).

REFLETOR REFLEX LD LED

QUATRO INTENSIDADES DE LUZ BRANCA

8.000, 15.000, 22.000 e 30.000 LUX, atendendo a todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos e estéticos.

QUALIDADE DE REFLEXÃO

A linha Reflex LED LD conta com um espelho multifacetado que proporciona uma iluminação natural e sem sombras.



ENCOSTO MULTIARTICULADO

Oferece conforto a pacientes de toda idade e biótipo. Possibilita atendimento de cadeirantes no lado inverso da cadeira odontológica, sem retirá-lo da cadeira de rodas.

COMANDO DE PÉ MULTIFUNÇÕES



- 1 Acendimento do refletor
- 2 Posição volta a zero
- 3 Posição de trabalho
- 4 Sobe assento
- 5 Sobe encosto
- 6 Desce encosto
- 7 Desce assento

GUIA DE CORES

STANDARD/ ELEGANCE PVC/ COURO



ERGORELAX PREMIUM



ERGORELAX



ERGORELAX BÁSICO



ERGOFIX



ERGOFIX BÁSICO

MOCHOS CONFORTO INTEGRADO À ERGONOMIA.

Avenida Presidente Castelo Branco, 2525 | Lagoinha
Ribeirão Preto - SP | CEP: 14095-903 | Tel.: 16 3512 1212
Acesse o site e saiba mais: DABIATLANTE.COM.BR

DABIATLANTE
A inovação vem daqui.