

CONSULTÓRIO

# Prestige

TECNOLOGIA DABI ATLANTE **air**

**DABI ATLANTE**

MAIS DO  
QUE TER.  
É SER.

- BRAÇO DA CADEIRA REBATÍVEL PNEUMÁTICO
- PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL
- MICROMOTOR ELÉTRICO DE SÉRIE (MME)
- SISTEMA FLUSH
- UNIDADE DE ÁGUA COM SENSOR DE PROXIMIDADE E PORTA COPO
- REFLETOR 3 LEDS COM SENSOR DE PROXIMIDADE
- SISTEMA ANTIESMACAMENTO
- HASTES RETRÁTEIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO (VERSÃO HASTEFLEX)



MICROMOTOR ELÉTRICO DE SÉRIE (MME)



CONSULTÓRIO

# Prestige

**hasteflex**

## CADEIRA

- Sistema antiesmagamento.
- Braço de apoio para o paciente com acionamento pneumático.
- Encosto de cabeça anatômico e biarticulado.
- Pedal joystick com posição volta a zero; 3 posições de trabalho; posição de cuspir e acionamento do refletor.
- Posição de Trendelenburg.

## EQUIPO

- Braço com trava pneumática.
- Micromotor Elétrico de série (MME).
- Hastes retráteis com sistema de travamento (Versão Hasteflex).
- Tampo de inox removível (Versão Air).
- Sistema Flush.
- Painel PAD com negatoscópico.

## UNIDADE DE ÁGUA

- Fácil acesso aos filtros de detritos.
- Unidade de água rebatível em 60°.
- Acionamento elétrico da água da cuba e do porta copo.
- Terminal Sugador Venturi e Vac Plus.
- Sensor de Proximidade.
- Porta Copo.

## REFLETOR 3 LEDS (DE SÉRIE)

- Menor consumo de energia e maior durabilidade.
- Sensor de proximidade.
- Seleção da intensidade luminosa, de 10.000 a 30.000 LUX.
- Puxadores: Removíveis e autoclaváveis.
- Protetor Frontal: Removível.

## CORES DABI

ESTOFAMENTOS QUE INSPIRAM  
A SUA ROTINA DE TRABALHO

### PVC OU VISCOELÁSTICO\*



VERDE  
ESCURO



OURO



GRIS



LARANJA



PRATA



AZUL  
MARINHO



ANGRA



CELESTE



DESERT  
ROSE



NOZES

### COURO\*



TERRACOTA



NERO



MARINE



NOZES



CARRARA

\*Opcional.

## OPCIONAIS

# Prestige

A SUA CADEIRA  
MERECE EVOLUÇÃO

N: NÃO SE APLICA | O: OPCIONAL | S: SÉRIE

CONSULTÓRIO	PRESTIGE AIR	PRESTIGE HASTEFLEX
Sistema Column Lift	N	N
Posição de Trendelenburg	S	S
Sistema de Massagem	O	O
Estofamento Laminado PVC	S	S
Estofamento Viscoelástico	O	O
Estofamento Couro	O	O
Encosto Cabeça Biarticulado	S	S
Encosto Cabeça Multiarticulado Pneumático	N	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível Lateral	N	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível e Pneumático	S	S
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível (Modelo V)	N	N
Apoio de Pernas Dobrável	N	N
Protetor dos Pés	S	S
Pedal Joystick (3 teclas)	N	N
Pedal Joystick (5 teclas)	N	N
Pedal Joystick (7 teclas)	S	S
Pedal com Função Chip Blower (Móvel)	N	N
Soft Comfort	O	O
Caixa de Ligação Avulsa	O	O
Ambidestro	N	N

EQUIPO	PRESTIGE AIR	PRESTIGE HASTEFLEX
Braço com Trava Pneumática	S	S
Tampo de Inox	S	N
Bandeja Superior Equipo (Acrílico)	N	N
Bandeja Inferior Equipo (Injetada)	N	S
Kit PAD (Comandos Eletrônicos)	S	S
Kit Negatoscópio	S	S
Kit Flush	S	S
Manômetro	S	S
Terminal de Alta Rotação	S	S
Terminal de Baixa Rotação sem spray	N	N
Terminal de Baixa Rotação com spray	S	S
Seringa Triplíce	S	S
Seringa Triplíce Injetada	N	N
Kit Aquecedor Seringa Equipo	O	O
Quantidade de Terminais no Equipo	Até 5 (4s e 1o)	Até 5 (4s e 1o)
Kit Micromotor Elétrico	S	S
Kit Terminal Borden com Spray	O	O
Kit Terminal Fibra Óptica	O	O
Kit Fotopolimerizador	O	O
Kit Ultrassom	O	O
Kit Jato de Bicarbonato	O	O

UNIDADE DE ÁGUA	PRESTIGE AIR	PRESTIGE HASTEFLEX
Kit Sensor	S	S
Kit Porta copo	S	S
Acionamento Elétrico Água da Bacia	S	S
Kit Alcance sem PAD	O	O
Kit Alcance com PAD	O	O
Kit Sugador Venturi	S	S
Kit Sugador Vac Plus	S	S
Kit Sugador BV	O	O
Kit Seringa Triplíce	O	O
Kit Seringa Triplíce Injetada	N	N
Kit Aquecedor Seringa UA	O	O

REFLETOR	PRESTIGE AIR	PRESTIGE HASTEFLEX
Persus L (Halógeno)	N	N
Persus Led	N	N
Sírius Sensor 3 Leds	S	S
Sírius Sensor 5 Leds	O	O
Sírius Sensor 5 (3x2) Leds	O	O

OUTROS	PRESTIGE AIR	PRESTIGE HASTEFLEX
Kit Multimídia (Suporte e Monitor)	O	O

SOLICITE  
ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA NEW CROMA: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3; ANVISA 10069210063. EQUIPO SYNCRUS G3 E SYNCRUS G3 H: ANVISA 10069210075. REFLETOR Persus L; Persus LED; Sírius G8 Sensor 3 Leds; Sírius G8 Sensor 5 Leds; Sírius G8 Sensor 5 (3x2) Leds; ANVISA 10069210069. 51000000170: Versão - Jun/2021.



dabiatlante



dabiatlante\_oficial



dabiatlante

**DABI ATLANTE**